

РЕЦЕПТУРА FC-03424

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА

АНТИВОЗРАСТНОЙ. БЫСТРО ВПИТЫВАЕТСЯ.
УВЛАЖНЯЮЩИЙ.

Фаза	Ингредиент	INCI	%
A	Glycerin	Glycerin	5,00
A		Propanediol, Caprylyl Glycol, Caprylhydroxamic Acid	1,00
A		Sodium Hyaluronate	0,50

Технологический процесс

Этот состав можно изготавливать при комнатной температуре.

Фаза А: Соедините все ингредиенты фазы А и перемешайте до полного растворения.

Фаза В: Добавьте Cosphaderm® Pocal в фазу А.

При необходимости отрегулируйте pH до $5,5 \pm 0,05$.

Спецификация

Внешний вид: Прозрачная сыворотка

pH: $5,5 \pm 0,05$

Стабильность: Микробиологическая стабильность подтверждена, нет разделения после центрифугирования (4000 об/мин, 30 мин)

